



CRP Uhs kalibrátorová sada Pro univerzální rozsah

Kalibrátorová sada pro testy ke kvantitativnímu imunoturbidimetrickému in vitro stanovení C reaktivního proteinu (CRP) pomocí fotometrických systémů



Obsah

D04561 5 x 1 mL CRP Uhs kalibrátorová sada
(pro univerzální rozsah)

Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití.

OBEČNÉ INFORMACE

Metoda Imunoturbidimetrie
Životnost 24 měsíců od data výroby do data expirace
Skladování při 2 – 8 °C
Jiné informace Kapalina, k přímému použití

ÚČEL POUŽITÍ

CRP Uhs kalibrátorová sada pro univerzální rozsah je určena pro testy s reagentii DIALAB CRP Uhs pro kvantitativní imunoturbidimetrické in vitro stanovení C reaktivního proteinu v univerzálním rozsahu pomocí fotometrických systémů.

DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM

Obraťte se prosím na návod k používané CRP reagentii.

PRINCIP TESTU

Prohlédněte si prosím návod k používané CRP reagentii.

SLOŽENÍ REAGENCIE

CRP Uhs kalibrátorová sada pro univerzální rozsah je sadou 5 stabilních kapalných kalibrátorů založených na lidské krvi (séru) s 5 různými koncentracemi. Produkt obsahuje jako konzervant azid sodný (0.95 g/L).

POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ MATERIÁLY

- CRP Uhs reagentie
- Klinicko-chemický analyzátor nebo fotometr
- DIALAB CRP Uhs kontrolní sada pro univerzální rozsah

PŘÍPRAVA REAGENCIE

CRP Uhs kalibrátorová sada je kapalná a je určena k přímému použití.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladování při 2-8 °C
Stabilita 24 měsíců
Stabilita po otevření 3 měsíce při 2-8 °C při správném skladování

Vialky držte, když se nepoužívají, pořád pevně uzavřené, aby se předešlo bakteriální kontaminaci. Vialky držte, když se nepoužívají, v lednici.

NEZAMRAZUJTE!!

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pouze pro in vitro diagnostické použití.
- Každé individuální darování krve určeno pro výrobu proteinového kalibrátoru bylo testováno na povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg), protilátky anti hepatitidy C, (anti-HCV) a anti-HIV 1 a HIV-2 pomocí FDA vyžadovaných testů. Protože žádná testovací metoda nezaručí, že produkt odvozený z lidské krve neobsahuje viry HIV-1/2, hepatitidy B a hepatitidy C, je třeba s tímto materiálem a všemi patientskými vzorky zacházet jako s materiály schopnými přenosu infekčních chorob.
- S reagentii obsahujícími azid sodný je třeba zacházet se zvýšenou opatrností. Nekonzumujte a zabraňte styku s pokožkou nebo sliznicemi! Azid sodný může vytvářet výbušné azidy po kontaktu s těžkými kovy jako měď nebo olovo.
- Prohlédněte si prosím bezpečnostní listy a dodržujte nutná opatření pro používání kalibrátorů a kontrol.

POSTUP TESTU

1. Tyto kalibrátory použijte stejným způsobem, jaký je specifikován pro použitou reagentii nebo přístroj.
2. Kalibrátory nechejte před použitím ustálit na pokojovou teplotu (22-28 °C).

3. Kalibrátory by se neměly nechávat stát opakovaně delší doby (do 6 hodin) při pokojové teplotě. Vialky držte pevně uzavřené, když se nepoužívají, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci. Když se nepoužívají, držte vialky v lednici.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Výsledky různých ředění by měly být v očekávaných rozmezích. Pro ověření vaší kalibrace použijte kontroly.

KONTROLA KVALITY A KALIBRACE

Obraťte se prosím na pokyny pro použití CRP Uhs reagentie, kalibrátoru a přístroje. Doporučuje se používat kontroly kvality po každé kalibraci, před novými řadami měření, po každé výměně reagentii a kdykoli, kdy se může předpokládat potenciální zvýšené riziko nesprávné funkčnosti, nebo když výsledky poukazují na možnou nesprávnou funkčnost. Každá laboratoř by měla zavést vlastní schéma kontroly kvality a nápravné postupy v případě, když kontroly nespĺňují přijatelná rozmezí.

CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI

Obraťte se prosím na sekci „CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI“ používané CRP reagentie.

NÁVAZNOST

Hodnoty CRP Uhs kalibrátorové sady byly přiřazeny podle ERM®-DA474/IFCC. Hodnoty jsou specifické pro šarži a jsou uvedeny v tabulce níže.

OČEKÁVANÉ HODNOTY

Pro biologický referenční rozsah viz prosím návod k používané CRP reagentii.

OMEZENÍ

Není použitelné.

LIKVIDACE ODPADU

Postupujte prosím podle místních požadavků.

LITERATURA

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.
2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).
3. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

POUŽITÉ SYMBOLY

Symbol

Popis



Produkt, zbytky a obaly vhodně likvidujte

HODNOTY SPECIFICKÉ PRO ŠARŽI

Parametr	SARŽE: 29443	
	2022-07-03	
	Přiřazená hodnota	
	mg/dL	mg/L
CRP Hladina 1	0.845	8.45
CRP Hladina 2	2.045	20.45
CRP Hladina 3	10.00	100.0
CRP Hladina 4	20.00	200.0
CRP Hladina 5	35.00	350.0

Hodnoty jsou návazné k RM®-DA474/IFCC



2° C

