

## CRP

### Kvantitativní turbidimetrické imunostanovení CRP (C-Reactive Protein) v lidském séru.

#### REF

#### Obsah

**A00519** 1x 10 mL CRP Antibody Reagent  
 5x 25 mL PEG4 Buffer

Zvlášť lze objednat:

A00713 5x 1 mL CRP Calibrator 5 level series  
 A00538 1x 1 mL CRP Calibrator High  
 A00710 1x 5 mL CRP Calibrator High  
 A00711 1x 1 mL CRP Calibrator Super High  
 A00712 1x 5 mL CRP Calibrator Super High  
 A00822 1x 1 mL CRP Calibrator Low  
 A00709 1x 5 mL CRP Calibrator Low  
 A00520 1x 1 mL CRP Control Low  
 A00803 1x 5 mL CRP Control Low  
 A00804 1x 1 mL CRP Control High  
 A00805 1x 5 mL CRP Control High  
 A00590 1x 1 mL Protein Control  
 A00800 1x 5 mL Protein Control  
 A08591 1x 1 mL Protein Control Low  
 A08823 1x 5 mL Protein Control Low  
 A04823 1x 1 mL Triple Control (ASO, CRP, RF)  
 A04824 1x 5 mL Triple Control (ASO, CRP, RF)

#### PARAMETRY MĚŘENÍ

**Metoda** Immunoturbidimetrie  
**Reakce** Nelineární, endpoint  
**Vlnová délka** 340 nm  
**Teplota stanovení** 18 – 37 °C  
**Vzorek** Sérum  
**Rozsah měření** cca. 0 – 22 mg/dL  
**Senzitivita** 0.3 mg/dL (Cobas Mira)  
**Hook efekt** Bez ředění vzorku: > 43 mg/dL (Cobas Mira)

**Manuální provedení** Testů/Souprava\*  
 bez ředění vzorku 133

#### Automatizované provedení

Závislé na přístroji-vyžádejte si aplikaci

\* počítáno na protilátku, další pufr lze přiojednat

#### SLOŽENÍ ČINIDEL

##### ČINIDLA KONEČNÁ KONCENTRACE

**CRP Antibody Reagent**  
 Polyklonální koží anti-h CRP protilátka variabilní  
 Azid sodný 0.095 %

##### PEG4 Pufr

Fosfátový pufr, pH 7.4  
 PEG 4 %  
 Azid sodný 0.095 %

#### PŘÍPRAVA ČINIDEL

Činidla jsou připravena k použití.

#### SKLADOVÁNÍ A STABILITA ČINIDEL

Podmínky: Chraňte před světlem. Uzavřete okamžitě po použití.

Stabilita: při 2 – 8 °C Po celou dobu expirace  
 při 18 – 25 °C 1 měsíc

Nezmrazujte!

Nesprávné zacházení Nedodržení uvedených doporučení zbavuje firmu DIALAB jakékoliv zodpovědnosti.

#### STABILITA A SKLADOVÁNÍ VZORKU

Stabilita: ve 2 – 8 °C 48 hodin  
 v - 20 °C 3 měsíce

Lze zamrazit pouze jednou!

#### MANUÁLNÍ PŘÍPRAVA TESTU

##### Provedení bez ředění vzorku:

Vzorky/kontroly: k přímému použití

Kalibrační křivka:

Pro sestavení kalibrační křivky si připravíme řadu kalibrátorů postupným ředěním výchozího kalibrátoru CRP Calibrator High v poměru 1:2 roztokem NaCl 0.9% (pro další ředění použijeme naředěný kalibrátor z předchozího kroku) nebo použijeme kalibrační set 5 level calibrator. Jako bod nula použijeme roztok NaCl 0.9%.

Pipetujeme:	Kalibrátory	Vzorky/kontroly
Pufr	900 µL	900 µL
Kal./Kont./Vzorky	60 µL	60 µL
Promíchat. Odečteme absorbanci při 340 nm a přidáme:	A1 vzorku, kalibrátoru a kontroly/vzorku	
Antibody Reagent	75 µL	75 µL
Promícháme. Inkubujeme 5 minut při testovací teplotě a odečteme absorbanci A2 vzorku, kalibrátoru a vzorku/kontroly při 340 nm.		
Vypočteme: $\Delta A = (A2 - A1)$		

#### VÝPOČTY

Vypočítáme  $\Delta A = A2 - A1$  pro vzorek, kalibrátory a kontrolu.

Sestrojíme kalibrační křivku (linear-linear). Hodnoty absorbance kalibrátoru ( $\Delta A$ ) vyneseme do grafu proti příslušné koncentraci. Hodnotu koncentrace (mg/dl) pro vzorek a kontrolu odečteme z kalibračního grafu.

Vzorky, jejichž koncentrace je vyšší než hodnota koncentrace nejvyššího

kalibrátoru, musí být testovány znovu po naředění.

#### REFERENČNÍ ROZMEZÍ

0 – 1 mg/dL

Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní referenční hodnoty.

#### PRINCIP TESTU

Stanovení CRP je založeno na turbidimetrickém měření. Turbidita je způsobena vznikem nerozpuštěného imunokomplexu antigen-protilátka. Tvorba komplexů je urychlena a zesílena pomocí PEG.

#### DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM

C-Reaktivní Protein (CRP) je marker zánětlivých procesů. V případě akutního zánětu koncentrace CRP vzroste a poklesne mnohem rychleji než sedimentace erytrocytů. Nárůst CRP se objevuje u nespecifických projevů při různých zánětech tkání, např. infekční stavy, revmatoidní artritida, infarkt myokardu, maligní tumor atd.

#### HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI

##### SENSITIVITA

0.3 mg/dL (Cobas Mira)

##### SPRÁVNOST

Analyzátor	Kontrola	Hodnota (mg/dL)	Naměřená hodnota (mg/dL)
Cobas Mira	DIALAB	1.80 (1.53 - 2.07)	1.82
Cobas Mira	DIALAB	3.50 (2.98 - 4.03)	3.34
Cobas Mira	Seronorm	3.10 (2.63 - 3.57)	2.78
Cobas Mira	CRM/470	3.92 (3.83 - 4.51)	3.90
Express 550	Behring	8.3 (7.05 - 9.55)	7.85
Express 550	Biokit Lot	4.0 (3.4 - 4.6)	3.94

#### PŘESNOST

##### Intra-Assay

Pacientská séra s pozitivní hodnotou CRP.

Analyzátor	n	Hodnota	S.D.	C.V.
Cobas Mira	20	1.23	0.5	4.06
	20	3.49	0.9	2.57
	20	10.15	3.5	3.44

##### Inter-Assay

DIALAB CRP Control sérum bylo měřeno denně na MEGA v průběhu jednoho měsíce po kalibraci. Kromě toho bylo sérum s CRP High rozděleno na podíly a skladováno při -20 °C. Po kalibraci bylo příležitostně měřeno 6 dní na Hitachi 717.

Analyzátor	n	Hodnota	S.D.	C.V.
MEGA	26	1.53	0.07	4.4
Hitachi 717	6	8.4	0.3	3.5

#### POROVNÁNÍ METOD

Při porovnání Dialab metody (y) s nefelometrickým testem (x) byly získány následující výsledky:

$$y = 0.9981x + 0.014254; r = 0.9917$$

#### INTERFERENCE

Bez interference do:

Triacylglyceroly 2500 mg/dL Hemoglobin 1000 mg/dL  
 Bilirubin 20 mg/dL Sodium Citrate 1000 mg/dL  
 Heparin 50 mg/dL

#### KONTROLA KVALITY

Lze použít všechna dostupná séra se stanovenou CRP. Doporučujeme používat Dialab CRP Control Low and CRP Control High, Protein Control a Protein Control Low a Triple Control.

#### KALIBRACE

Postup vyžaduje použití CRP sérových kalibrátorů. Doporučujeme Dialab CRP Calibrator 5 Level Series, CRP Calibrator High, CRP Calibrator Super High nebo Protein Calibrator Low.

Použití ostatních komerčně dostupných CRP kalibrátorů nedoporučujeme. Doporučujeme provést kalibraci jednou měsíčně.

#### AUTOMAZACE

Aplikace jsou k dispozici na vyžádání.

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Souprava CRP je určena pouze pro in-vitro diagnostické použití.
- Azid sodný může tvořit s těžkými kovy (měď, olovo) explozivní azidy v laboratorních odpadech.
- Séra použitá k přípravě kontrol a kalibrátorů byla testována a shledána negativní na přítomnost protilátek proti HIV a HBsAg metodami doporučenými FDA
- Před jedním kontaktem s očima a kůží. Při kontaktu opláchněte opláchněte oblast velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění konzultujte s lékařem.

#### NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Postupujte podle platných předpisů.

#### LITERATURA

- Ritchie, R.F., J. Lab. Clin. Med. 70 (1971) 512
- Manack, J. R. and Richards, . B., J. Immunol. 20 (1971) 1019
- Pepys, M. B., C-reactive Protein fifty years on. Lancet I, 653-657 (1981)
- Fisher, C.L. et al. Quantitation of "Acute Phase Proteins" Postoperatively. Amer. J. Clin. Path. 66 (1976) 840-846

